




Производитель:
Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd

Адрес производства:
NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei
District, Changzhou City, 213000 Jiangsu, China

Адрес уполномоченного представителя:

ООО «Диалог Дент Мск»
Адрес: г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 22, к. 2,
помещ. IIБ, ком. 9
Телефон: +7 903 79 828 49
E-mail: voa@dialog.dental



КАТАЛОГ



КАТАЛОГ

Гигиена

G1



400 ₺

1

G1-S



400 ₺

G2



400 ₺

2

G2-S



400 ₺

G4



500 ₺

3

G4-S



500 ₺

3

G5



500 ₺

4

G5-S



500 ₺

Периодонтия

P1



1000 ₺

5

P1-S



1000 ₺

P3



1000 ₺

6

P3-S



1000 ₺

P4



1000 ₺

7

P4-S



1000 ₺

7

P52



1000 ₺

8

P52-S



1000 ₺

P50L



2000 ₺

9

P50L-S



2000 ₺

P50R



2000 ₺

10

P50R-S



2000 ₺

P53L



2500 ₺

11

P53L-S



2500 ₺

P53R



2500 ₺

12

P53R-S



2500 ₺

12

P59



3000 ₺

13

P59-S



3000 ₺

P56



3000 ₺

14

P56-S



3000 ₺

P3D		2300 ₺	15
P3-SD		2300 ₺	

P4D		2300 ₺	16
P4-SD		2300 ₺	

Эндодонтия

E1		900 ₺	17
E1-S		900 ₺	

E3		1800 ₺	18
E3-S		1800 ₺	

E4		1000 ₺	19
----	---	--------	----

E4-S		1000 ₺	19
------	---	--------	----

E5		1000 ₺	20
E5-S		1000 ₺	

E7		2000 ₺	21
E7-S		2000 ₺	

E8		2000 ₺	22
E8-S		2000 ₺	

E9		1000 ₺	23
E9-S		1000 ₺	

E10		900 ₺	24
-----	---	-------	----

E10-S		900 ₺	24
E30		2000 ₺	25
E30-S		2000 ₺	
E31		2000 ₺	26
E31-S		2000 ₺	

E3D		2500 ₺	27
E3-SD		2500 ₺	
E4D		2500 ₺	28
E4-SD		2500 ₺	
E5D		2500 ₺	29

E5-SD		2500 ₺	29
E6D		2500 ₺	30
E6-SD		2500 ₺	
E7D		3000 ₺	31
E7-SD		3000 ₺	

E8D		3000 ₺	32
E8-SD		3000 ₺	
TC1D		2200 ₺	33
TC1-SD		2200 ₺	



ОЧИСТКА






EMS® G1 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680523**

Satelec® G1-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680617**


Насадка для удаления наддесневого камня



Режим: G
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
200 процедур



Скорость подачи воды
средняя/высокая






EMS® G2 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680524**

Satelec® G2-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680618**


Насадка для удаления твердых зубных отложений



Режим: G
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
200 процедур



Скорость подачи воды
средняя/высокая






EMS® G4 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680526**


Satelec® G4-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680619**

Насадка для очистки наддесневого и межзубного пространства



Режим: G
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
200 процедур



Скорость подачи воды
средняя/высокая






EMS® G5 Для скалеров с типом разъёма EMS

6680527


Satelec® G5-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

6680620

Насадка для удаления пигментированного налета и зубного камня



Режим: G
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
200 процедур



Скорость подачи воды
средняя/высокая




ПЕРИОДОНТИЯ

EMS P1 Для скалеров с типом разъёма EMS
Satelec P1-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680528**
Артикул **6680621**

Насадка для очистки и ирригации зубо-десневой бороздки или парадонтальных карманов



Р
Режим: Р
Мощность: 1-10

Рекомендуемый срок службы
150 процедур

Скорость подачи воды
средняя/высокая


EMS® P3 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680529**

Satelec® P3-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680622**


Насадка для удаления зубного камня, глубоко в пародонтальном кармане и его ирригация



Режим: P
Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
срок службы**
150 процедур



Скорость подачи воды
средняя/высокая


EMS® P4 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680530**

Satelec® P4-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680623**


Насадка для очистки и промывания неглубоких десневых карманов



Режим: P
Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
срок службы**
150 процедур



Скорость подачи воды
средняя/высокая


EMS® P52 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680533**

Satelec® P52-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680626**


Насадка для удаления наддесневых отложений



Режим: P
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
80 процедур



Скорость подачи воды
высокая


EMS® P50L Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680531**

Satelec® P50L-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680624**


Насадка для зондирования поддесневого камня, скейлинга проксимальной поверхности корня



Режим: P
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
80 процедур



Скорость подачи воды
высокая


EMS® P50R Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680532**

Satelec® P50R-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680625**


Насадка для зондирования поддесневого камня, скейлинга проксимальной поверхности корня



Режим: P
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
80 процедур



Скорость подачи воды
Высокая


EMS® P53L Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680534**

Satelec® P53L-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680627**


Насадка для зондирования поддесневого камня, скейлинга проксимальной поверхности корня



Режим: P
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
80 процедур



Скорость подачи воды
средняя, высокая


EMS® P53R Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680535**

Satelec® P53R-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680628**


Насадка для зондирования поддесневого камня, скейлинга проксимальной поверхности корня



Режим: P
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
80 процедур



Скорость подачи воды
средняя, высокая


EMS® P59 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680536**

Satelec® P59-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680630**


Насадка для удаления наддесневого камня и зубного налета



Режим: P
Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
срок службы**
80 процедур



Скорость подачи воды
высокая


EMS® P56 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680544**

Satelec® P56-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680629**


Насадка для удаления наддесневого камня и зубного налета



Режим: P
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
80 процедур



Скорость подачи воды
высокая


EMS® P3D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680654**

Satelec® P3-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680636**


Насадка для полировки внешней поверхности корня зуба после пародонтологической операции



Режим: P
Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
средняя и высокая


EMS® P4D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680631**

Satelec® P4-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680637**

Насадка для удаления кальция из устьевой части корневого канала зуба и поиска устья корневого канала зуба



Режим: P
Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
низкая, средняя
и высокая



ЭНДОДОНТИЯ



EMS® E1 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680537**

Satelec® E1-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680656**

Эндочак с углом 120°, используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм.
Рекомендуется для очистки и промывания корневого канала зуба






EMS® E3 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680538**

Satelec® E3-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680657**


Для боковой конденсации гуттаперчи с помощью нагревательного эффекта



EMS® E4
Satelec® E4-S

Артикул **6680539**
 Артикул **6680658**


Насадка для удаления пломбировочного материала во время повторной обработки



Режим: E
 Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
 срок службы**
 100 процедур




Подача воды
 отсутствует

EMS® E5 Для скалеров с типом разъёма EMS
Satelec® E5-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680540**
 Артикул **6680659**


Насадка для удаления гуттаперчи при перелечивании



Режим: E
 Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
 срок службы**
 100 процедур



Подача воды
 отсутствует


EMS® E7 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680542**

Satelec® E7-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680660**


Насадка для удаление сломанного инструмента



Режим: E
Мощность: 1-3



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
средняя и высокая


EMS® E8 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680608**

Satelec® E8-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680614**

Используется для чистки стенок канала во время повторной обработки



Режим: E
Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур




Скорость подачи воды
низкая,
средняя и высокая

EMS® E9 Для скалеров с типом разъёма EMS
Satelec® E9-S Для скалеров с типом разъёма Satelec


Артикул **6680609**
 Артикул **6680615**

Гибкая насадка, используемая для ирригации дезинфицирующего раствора



E
 Режим: E
 Мощность: 1-3


**Рекомендуемый
 срок службы**
 50 процедур



EMS® E10 Для скалеров с типом разъёма EMS
Satelec® E10-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680610**
 Артикул **6680616**

**Гибкая насадка, используемая для ирригации
 дезинфицирующего раствора**



E
 Режим: E
 Мощность: 1-3

**Рекомендуемый
 срок службы**
 50 процедур




EMS® E30 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680611**

Satelec® E30-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680661**


Удаление обломков инструментов из апикальной части корневого канала зуба



Режим: E
Мощность: 1-3



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
низкая и средняя


EMS® E31 Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680612**

Satelec® E31-S Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680662**


Удаление сломанных обломков инструментов из устьевой части корневого канала зуба



Режим: E
Мощность: 1-3



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
низкая и средняя


EMS® E3D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680651**

Satelec® E3-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680638**


Расширение стенок канала для удаления сломанного инструмента



Режим: E
Мощность: 1-3



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
низкая, средняя
и высокая


EMS® E4D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680652**

Satelec® E4-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680639**


Удаление твердого материала из канала во время повторной обработки



Режим: E
Мощность: 1-3



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Подача воды
не используется


EMS® E5D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680653**

Satelec® E5-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680640**


Удаление твердого пломбировочного материала из корневого канала зуба во время перелечивания.



Режим: E
Мощность: 1-3



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Подача воды
не используется


EMS® E6D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680632**

Satelec® E6-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680641**


Подготовка устья корневого канала зуба



Режим: E
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
средняя/высокая


EMS® E7D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680633**

Satelec® E7-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680642**


Для удаления твердых материалов из полости зуба и поиска устья корневого канала зуба



Режим: E
Мощность: 1-3



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
средняя/высокая


EMS® E8D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680634**

Satelec® E8-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680643**

Для ретроградного препарирования апикальной части корневого канала зуба



Режим: E
Мощность: 1-6



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
низкая,
средняя, высокая



EMS® TC1D Для скалеров с типом разъёма EMS

Артикул **6680648**

Satelec® TC1-SD Для скалеров с типом разъёма Satelec

Артикул **6680650**


Удаление кариеса с пришеечной и окклюзионной поверхностями



Режим: P
Мощность: 1-10



**Рекомендуемый
срок службы**
50 процедур



Скорость подачи воды
низкая,
средняя, высокая